



FemTouch

Free to be me



FemTouch™ mit AcuPulse™

Die revolutionäre Lösung für
die Gesundheit von Frauen

Gestalten Sie Ihr Leben auf die schönste Weise

Der Körper ist der Partner der Seele. Wenn zu einem Zeitpunkt etwas den einen unglücklich macht, wird der andere das Gleiche fühlen. Vor allem, wenn es sich dabei um den intimsten und persönlichsten Körperbereich handelt.

Natur, Geburt, sogar das Leben selbst, kann sich auf den empfindlichsten Bereich Ihrer Patientinnen auswirken.

FemTouch ist eine innovative, nicht-invasive Laserbehandlung. Sie lindert ein breites Spektrum von Beschwerden und regeneriert das Innerste einer Frau.

FemTouch stellt nicht nur die Gesundheit, sondern auch das Selbstvertrauen wieder her. Ihre Patientinnen können nach vorne schauen, das Leben in vollen Zügen leben, und alles annehmen, was es zu bieten hat.

FemTouch **Free to be me.**

„Nach nur einer Behandlung habe ich mich wieder jung gefühlt. Ich hatte keine Ahnung, dass die Behandlung so schnell und komfortabel sein würde. Sie hat mein Leben verändert.“

Emily, FemTouch-Patientin



Eine neue Zukunft für Patientinnen. Und für Sie.

FemTouch ist eine ambulante, nicht-invasive und nicht-hormonelle Behandlung zur Verbesserung der vaginalen Gesundheit, um das Vertrauen und Wohlbefinden der Patientin wiederherzustellen.

FemTouch positioniert Sie an der Spitze der Technologie für die Gesundheit von Frauen und erweitert gleichzeitig Ihr Praxisangebot.



der postmenopausalen Frauen leiden unter Vaginalatrophie



leiden an Belastungsincontinenz




„Ich freue mich, die FemTouch™-Behandlung in meine Praxis aufzunehmen, da dieses komfortable und einfache Verfahren eine hohe Zufriedenheit bei meinen Patientinnen zeigte. Diese Technologie führt zu guten klinischen Ergebnissen.“

Dr. Massimiliano Marziali, GYN, Rom, Italien


Wie funktioniert FemTouch?

FemTouch™ zur Behandlung von physiologischen Veränderungen des Vaginalgewebes fördert die Erneuerung der Vaginalschleimhaut.

Die Laserenergie des fraktionierten CO₂-Lasers wird in das Gewebe der Vaginalwand appliziert und bewirkt eine äußerst sanfte und kontrollierte Ablation und Koagulation der Vaginalschleimhaut.



Lang anhaltende Ergebnisse



* Scott Evan Eder, M. Early effect of fractional CO₂ laser treatment in Post-menopausal women with vaginal atrophy. *Laser Therapy* 27.1: 41-47, 2018

Signifikante Verbesserung des VHIS. Eine Veränderung wurde von der ersten Behandlung an festgestellt, und die Verbesserung setzte sich über die gesamte Behandlungsserie fort. Die Ergebnisse wurden über einen 6-monatigen Nachuntersuchungszeitraum hinweg bestätigt.

Behandlungsvorteile für Ihre Patientinnen. Für Ihre Klinik.



Individuelle Lösung für die Bedürfnisse Ihrer Patientinnen

Fein vs. Standard

Die Einmalspitze in Standardgröße ist für die meisten Patientinnen geeignet. Ihre Größe ermöglicht eine Dehnung der Vaginalwand für ein optimales Scannen. Die feine Spitze ist für Patientinnen mit schweren Beschwerden oder anderen Fällen geeignet, in denen eine Standardgröße nicht anwendbar ist.

Fokus vs. Panorama

Die Einmal-Fokusspitze ermöglicht es dem Arzt, die Laserenergie selektiver an die Vaginalwände abzugeben, während die Panoramaspitze eine schnellere 360°-Behandlung ermöglicht.

Vorteile

- **Zeitersparnis** Es ist keine Reinigung und Sterilisation der Spitze erforderlich
- **Kapazitätssteigerung** durch aufeinander folgende Behandlungen
- **Personalisierte** Auswahl an Spitzen je nach Bedürfnissen der Patientin



Standard-Fokus

Fein-Fokus

Standard-Panorama

Fein-Panorama

Ihre Reise mit Lumenis hat gerade erst begonnen.

Wir möchten, dass Ihr Geschäft mit FemTouch wächst. Deshalb haben wir für Sie ein Support-Paket geschnürt, das Sie auf Ihrer Reise begleitet: vom ersten Gespräch über die ersten Geschäftserfolge und darüber hinaus. Wir sorgen dafür, dass Sie alle erforderlichen Schulungen und stets die neuesten klinischen Informationen erhalten.



Lumenis Praxis Finder

Tausende Patienten suchen jeden Monat nach Therapieanbietern. Helfen Sie ihnen, Ihre Klinik zu finden, indem Sie Ihre Praxis im Lumenis Praxis Finder registrieren. Wir führen Kampagnen durch mit Influencern, Social Media und viralen Videos durch, um dieses Verzeichnis zu promoten.



Lumenis online

Verbraucher haben viele Fragen zur Ästhetik. Unsere patientenorientierten Websites geben ihnen die nötige Sicherheit und das nötige Vertrauen, um mit den Behandlungen fortzufahren zu können.



Team Training

Wir installieren das System und schulen Ihre Mitarbeiter, so dass Sie Hauttypen und -zustände beurteilen können und für jeden Patienten den optimalen Behandlungsplan erstellen. Unsere fachkundige klinische Ausbildung bedeutet, dass sie mit Beratung und Behandlung vertrauensvoll umgehen werden.




Ihre wertvollste Ressource

Ihr Ansprechpartner ist per E-Mail, SMS oder Anruf erreichbar. Wir möchten, dass Sie sich als Teil der Lumenis-Familie fühlen. Kontaktieren Sie uns daher jederzeit. Wir werden uns bemühen, Sie innerhalb von 24 Stunden zu kontaktieren.



Bewerben Sie Ihre Klinik

Als Lumenis-Kunde haben Sie Zugriff auf das Lumenis Physician Portal. Hier finden Sie Materialien wie Broschüren und Poster. Sie haben auch Zugang zu einer Fülle von klinischen und Produktinformationen.



Umfangreiches Servicenetz

Wir verpflichten uns zur Bereitstellung umfassenden Service von hoher Qualität für die Reparatur und Wartung medizinischer Geräte. Lumenis Service gibt Ihnen Sicherheit. So können Sie sich auf die Patientenversorgung konzentrieren.

Spezifikationen

Laserquelle	CO ₂
Wellenlänge	10,600 nm
Leistungsmodus	Kontinuierliche Welle (CW)
Laserabgabe	Fraktioniert
Pulsmodus	Einzel, Wiederholen
Energie	7.5-12.5mJ
Dichte	3-25%
Kompatibel mit	Alle AcuPulse™- und AcuPulse™ DUO-Modelle (außer 40 WG)



„So wenig Aufwand für eine so positive Reaktion. Meine Patientinnen in den Wechseljahren sind so dankbar, dass ich ihnen geholfen habe!“

Scott Evan Eder, M.S., M.D. F.A.C.O.G., F.A.C.S.S. Center for Women's Health & Wellness, New Jersey



„Das Verfahren ist nicht nur schnell und relativ schmerzfrei, sondern hat auch zu so phänomenalen Ergebnissen in Bezug auf die Patientenzufriedenheit geführt, dass ich zuversichtlich bin, es meinen Patientinnen zu empfehlen.“

Monika G. Kiripolsky, MD, FAAD, FAACS, FAACS
Fachärztin für Dermatologie



Besuchen Sie FemTouch.EU

Warnhinweise und Risiken: CO₂-Laser sind ausschließlich zur Verwendung durch Ärzte bestimmt, die in der Behandlung mit der Kohlendioxid-Laser-Wellenlänge (10,6 µm) geschult sind. Falsche Behandlungseinstellungen oder ein Missbrauch der Technologie können zu schweren Verletzungen von Patientin und Bedienpersonal führen. Risiken, die mit einem CO₂-Laserverfahren verbunden sein können, können Pigmentveränderungen, Infektionen, Erytheme, Hautverhärtungen oder Narbenbildung sein. Eine vollständige Darstellung des Verwendungszwecks, der Gegenanzeigen und Risiken ist den Bedienungsanleitungen des CO₂-Systems und des Zubehörs zu entnehmen. Die Verwendung des Lumenis® CO₂-Lasers ist kontraindiziert, wenn eine Patientin Accutane® (Isotretinoin) innerhalb der letzten 6-12 Monate eingenommen hat, eine Vorgeschichte der Keloidbildung und ein übermäßiges oder ungewöhnlich verlängertes Erythem aufweist.

Lumenis LTD
Yokneam Industrial Park
Hakidma Street 6,
P.O.B. # 240
Yokneam 2069204,
ISRAEL
T: +972 4 959 9000


CE REP Lumenis (Germany) GmbH
Heinrich-Hertz-Str 3
D-63303 Dreieich-
Dreieichenhain
GERMANY
T: +49 (0) 6103 8335 0

EMEA
Rom (RM), Italy
T: +39 06 90 75 230
F: +39 06 90 75 269
Hertfordshire, UK
T: +44 20 8736 4110
F: +44 20 8736 4119

JAPAN
Tokyo, Japan
T: +81 3 6743 8300
F: +81 3 6743 8301

AMERIKA
San Jose, CA, USA
T: +1 408 764 3000
+1 877 586 3647
F: +1 408 764 3999

ASIA / PACIFIC
Beijing, China
T +86 10 5737 6677
Gurgaon, India
T +91 124 422 07 95
Kowloon, Hong Kong
T +852 217 428 00
F +852 272 251 51



Rx ONLY

© Lumenis Ltd 2018